

708D

特点

经典多功能，牢固耐用

手动轮椅系列

708D 是一款经典的可折叠轮椅，各部件的简易拆卸和替换极大的方便了使用者的需求。轮椅在设计上更多地考虑到使用者的舒适度和安全性。该款轮椅最大承重120kg,并通过了德国碰撞测试。



C27
蓝色



C29
灰色



快拆大轮
轻轻一按，大轮即可拆下，方便贮藏运输

快拆扶手
- 扶手可后掀
- 扶手可移除

搁脚
- 拨动锁键，向外旋转，搁脚即可快速拆除
- 脚踏板高度可调节

防撞导向轮
避免轮椅猛烈撞击障碍物



590	280	420	225	490	420	910	430	1109	18	120	310(W)
630		460							19		820(L)
670		500							19		935(H)

长度单位：mm，重量单位：kg，误差（长度±15 mm，重量 1.5 kg，角度1.5°）。规格如有变更，恕不另行通知。
*特殊选项



卫美恒（苏州）医疗器械有限公司
卫美恒集团旗下子公司

电话：+86 512 62822020
传真：+86 512 62822033
网址：www.vermeiren.com.cn（中国）
www.vermeiren.com（总部）



服务号

官网