

Bobby Eco



特点

超轻转移轮椅

手动轮椅系列

Bobby Eco 是一款超轻铝合金轮椅，结构小巧精致，仅有9.6公斤却可达到115公斤的承重。方便护理人员转移使用者，带行动不便人员外出时，放在后备箱，方便行动，享受多彩生活。



C76
白色



C80
透明蓝



C81
透明红



折叠尺寸
260(W) x 670(L) x 695(H)



490
550

260

420
480

220

490

440

900

400

1010

9.6
10.2

115

280(W)
630(L)
810(H)

长度单位：mm，重量单位：kg，误差（长度±15 mm，重量1.5 kg，角度1.5°）。
规格如有更改，恕不另行通知。

*特殊选项



卫美恒（苏州）医疗器械有限公司
卫美恒集团旗下子公司

电话：+86 512 62822020

传真：+86 512 62822033

网址：www.vermeiren.com.cn（中国）

www.vermeiren.com（总部）



服务号



官网