

Alesia

特点
小巧轻便，易于收纳

舒适椅系列

Alesia 是一款多功能的老人椅，其坐垫和靠背的角度可以调节，扶手高度可调节，脚踏高度可以调节。配有中控刹车，可实现定向和方向行驶的功能。同时Alesia可以选配点滴架、氧气瓶架、病历夹、尿液架等配件，是医院、护理院的不二选择。

- 
C35
浅绿色
- 
C36
深红色
- 
C37
夜空蓝
- 
C39
深绿色
- 
C32
黄色*



配件



700

540

0-270

530

1330

800*
1330**

480

30°

800

33

140

680(W)
870(L)
750(H)

*靠背和腿托不倾斜**靠背和腿托倾斜

长度单位: mm, 重量单位: kg, 误差 (长度 ± 15 mm, 重量 1.5 kg, 角度 1.5°)。规格如有变更, 恕不另行通知。

*特殊选项



卫美恒 (苏州) 医疗器械有限公司
卫美恒集团旗下子公司

电话: +86 512 62822020
传真: +86 512 62822033
网址: www.vermeiren.com.cn (中国)
www.vermeiren.com (总部)



服务号



官网