

# Eclips X1

**特点**  
小巧轻便，易于收纳

## 手动轮椅系列

Eclips X1 是一款小巧轻便的铝合金轮椅，结构简单稳固，操作方便。Eclips X1 具有固定的扶手和搁脚，添加手刹功能，方便护理人员操控。而它的大轮快拆、车体可折叠和折背功能使轮椅折叠后更加节约空间，方便搬动和运输。



**C81**  
透明红



**C80**  
透明蓝



折叠尺寸  
340(W) x 1030(L) x 700(H)



**折背器**

- 手指捏住折背器，
- 双手向后轻轻一掰，
- 即可将轮椅背部向下折起来

**推把**

- 符合人体工程学的推把
- 监护型手刹

**快拆大轮**

- 轻轻一按，大轮即可
- 拆下，方便贮藏运输

**踏板**

- 踏板高度可调节



660  
700

340

420  
460

220

430

430

910

420

1030

13.2  
13.6

115

340(W)  
730(L)  
910(H)

长度单位：mm，重量单位：kg，误差（长度 ± 15 mm，重量 1.5 kg，角度 1.5°）。  
规格如有变更，恕不另行通知。  
\*特殊选项



卫美恒（苏州）医疗器械有限公司  
卫美恒集团旗下子公司

电话：+86 512 62822020  
传真：+86 512 62822033  
网址：www.vermeiren.com.cn（中国）  
www.vermeiren.com（总部）



服务号



官网