

Eclips X2 儿童

手动轮椅系列

Eclips X2 儿童轮椅外观俏皮可爱，是一款集各种基础功能于一体的铝合金儿童轮椅：折叠、快拆、手刹、调节。



C84
透明粉



C80
透明蓝



C76
白色

特点
多功能，迷你型



折叠尺寸

310(W) x 750(L) x 730(H)



折背器

手指捏住折背器，
双手向后轻轻一掰，
即可将轮椅背部向下折起来

推把

- 符合人体工程学的推把
- 监护型手刹

安全带

快拆大轮

轻轻一按，大轮即可
拆下，方便贮藏运输

快拆搁脚

- 踏板高度可调节
- 向上紧握锁键，
向外旋转，搁脚
即可快速拆除

坐高

座位高度可调节



520

300

320

200

455

350

930

315

935

13.5

130

320(W)
760(L)
760(H)

长度单位：mm，重量单位：kg，误差（长度±15mm，重量1.5kg，角度1.5°）。
规格如有变更，恕不另行通知。

*特殊选项



卫美恒（苏州）医疗器械有限公司
卫美恒集团旗下子公司

电话：+86 512 62822020

传真：+86 512 62822033

网址：www.vermeiren.com.cn（中国）

www.vermeiren.com（总部）



服务号



官网