

# Eclips X2

**特点**  
多功能，轻巧便携

## 手动轮椅系列

Eclips X2 是一款集各种基础功能于一体的铝合金轮椅：折叠、快拆、手刹、调节，是一款实用型手动轮椅

-  **C81**  
透明红
-  **C80**  
透明蓝



折叠尺寸  
340(W) x 1030(L) x 700(H)



**折背器**  
手指捏住折背器，双手向后轻轻一掰，即可将轮椅背部向下折起来

**推把**  
- 符合人体工程学的推把  
- 监护型手刹

**快拆扶手**  
向上紧握锁键，向外旋转，搁脚即可快速拆除

**快拆大轮**  
轻轻一按，大轮即可拆下，方便贮藏运输

**快拆搁脚**  
向上紧握锁键，向外旋转，搁脚即可快速拆除

**坐高**  
座位高度可调节

**踏板**  
踏板高度可调节



620	320	420	215	440	440	930	440	1050	14.7	130	310(W)
660		460							15.1		920(L)
700		500							15.5		950(H)

长度单位：mm，重量单位：kg，误差（长度 ± 15 mm，重量 1.5 kg，角度 1.5°）。  
规格如有变更，恕不另行通知。  
\* 特殊选项



**卫美恒（苏州）医疗器械有限公司**  
卫美恒集团旗下子公司  
电话：+86 512 62822020  
传真：+86 512 62822033  
网址：www.vermeiren.com.cn（中国）  
www.vermeiren.com（总部）

