

Luna UL

护理床系列

Luna UL 是一款格调优雅、功能卓越的欧风电动护理床。护理床各部件均采用世界知名品牌产品以保证其优越的性能，使操作简单便捷，经久耐用，床底离地最低仅205mm，有落床风险的使用者可以安心使用。床体采用淡雅的实木材质，非常容易与居家环境协调起来，典雅大方，舒适怡人。



R1019
米色

特点

超低款多功能护理床



最高高度



垂头仰卧位

经过干燥处理的实木床头板和护栏

电动调节床头

两侧护栏可固定在两个不同的高度

膝部和腿部角度可调节

床体最低离地205mm
控制器具有锁定功能



900x2000x120
max. 20 kg

1025

2180

205

615

31,7°

83°

-14,8°

140

96.35

380(W)
1030(L)
780(H)

长度单位：mm，重量单位：kg，误差（长度±15 mm，重量1.5 kg，角度1.5°）。
规格如有变更，恕不另行通知。
*特殊选项



卫美恒（苏州）医疗器械有限公司
卫美恒集团旗下子公司

电话：+86 512 62822020

传真：+86 512 62822033

网址：www.vermeiren.com.cn（中国）

www.vermeiren.com（总部）



服务号



官网