

Normandie

特点

靠背和腿托角度可调节至使用者舒适的角度

舒适椅系列

Normandie是一款靠背可倾斜达45°，配有腿托的老年椅，为使用者提供放松舒展的享受。



C35
浅绿色

C36
深红色

C37
夜空蓝

C39
深绿色

C32
黄色*

配置选项



头靠



超宽可调节扶手



高度可调
(508-568mm)



脚轮



扶手高度可调



660

540

0-170

510

1200

750

440

13°-45°

780

24.85

130

690(W)
760(L)
1170(H)

长度单位: mm, 重量单位: kg, 误差 (长度 ± 15 mm, 重量 1.5 kg, 角度 1.5°)。规格如有变更, 恕不另行通知。

*特殊选项



卫美恒 (苏州) 医疗器械有限公司
卫美恒集团旗下子公司

电话: +86 512 62822020

传真: +86 512 62822033

网址: www.vermeiren.com.cn (中国)
www.vermeiren.com (总部)



服务号



官网